



KVT
ENGINEERING

СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ HTY-ASL02



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система тестирования на стерильность HTY-ASL02 используется для проведения испытаний на стерильность или подсчета микроорганизмов для лекарств, биологических продуктов, медицинских устройств и т. д.

ОСОБЕННОСТИ

- Пользователь может установить собственные СОП для тестирования различных лекарственных средств.
- Поддержка ввода СОП с ПК.
- Описания 300 групп СОП. Функция запоминания скорости.
- Отсутствие электрических искр, взрывобезопасное исполнение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть: AC220В / 50Гц


Мощность: 120 Вт

Скорость насоса: 1-300 об / мин

Вес нетто: 20 кг


Размеры: 22.5×40.0×13.5 см

Описания СОП (SOP): 300 групп



АКСЕССУАРЫ

СЛИВНАЯ КЮВЕТА ДЛЯ КАНИСТР



DCSS

АМПУЛОВСКРЫВАТЕЛЬ HTY - ABK03



арт. HTY - ABK03

СТЕРИЛЬНЫЕ КАНИСТРЫ STERITAILINE



Применение		Блистерная упаковка	Упаковка: Двухслойный пакет	Особенности
Инфузии в бутылках	Без антибиотика	B-PY220	PY220D	Двойная игла с встроенным вентфилтром
	С антибиотиком	B-KSF220	KSF220D	Двойная игла с встроенным вентфилтром
Жидкость в ампулах	Без антибиотика	B-APY220	APY220D	Длинная игла для забора жидкости из ампул и отдельная вентиляционная игла
		B-APY204	APY204D	Длинная тонкая игла для забора жидкости из ампул и отдельная вентиляционная игла
		B-APY220-P	APY220-PD	Исполнение аналогичное APY220, но для вязких образцов
	С антибиотиком	B-KAPY220	KAPY220D	Длинная игла для забора жидкости из ампул и отдельная вентиляционная игла
Порошок во флаконах	Без антибиотика	B-DGB220	DGB220D	Адаптер с двумя иглами для проведения растворения, фильтрации и промывки
	С антибиотиком	B-KDGB220	KDGB220D	
Порошок в ампулах	Без антибиотика	B-DGA220	DGA220D	Одна игла, предназначенная для проведения растворения и фильтрации
	С антибиотиком	B-KDGA220	KDGA220D	Одна игла, предназначенная для проведения растворения и фильтрации
Нерастворимый в воде порошок во флаконах, с антибиотиком		B-NKF220	NKF220D	Адаптер с тремя иглами, для проведения растворения, разведения и фильтрации
Инфузии в мягких пакетах		B-SDY220	SDY220D	Большой диаметр забирающей раствор иглы
Медицинский прибор с коннектором (Инфузионный набор, трансфузия, диализная трубка, внутривенные трубки и т.д.)	Male Luer	B-YLQ220	YLQ220D	Специальное соединение для подключения медицинских инструментов
	Female Luer	B-YLX220	YLX220D	Специальное соединение для подключения медицинских инструментов
Вязкая жидкость (биологические продукты)		B-CN220	CN220D	Армированная фильтрующая мембрана
Лиофилизированный порошок для инъекций (биологические продукты)		B-DCN220	DCN220D	Увеличенная трубка для растворения, армированная фильтрующая мембрана
Предварительно заполненный шприц		PFS2	PFS2D	Может использоваться с различными предварительно заполненными шприцами
Эмульсия или твердые фильтрационные водные образцы		EVS2	EVS2D	Фильтрующая мембрана с высокой пропускной способностью и с защитной подложкой
Малый объем Парентеральный во флаконе менее 5 мл		B-DGB203	DGB203D	Конструкция игла-внутри-иглы для малых флаконов
		B-KDGB203	KDGB203D	Конструкция игла-внутри-иглы для малых флаконов

Направления деятельности компании:

- Оборудование и расходные материалы для микробиологических и аналитических лабораторий
- Технологическое оборудование
- Проектирование производственных линий

Авторизованный дистрибьютор
ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»

ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»
+7 (495) 018 01 85
sales@kvt-eng.ru
http://kvt-eng.ru
https://tailinbio.ru