



KVT
ENGINEERING

АМПУЛОВСКРЫВАТЕЛЬ НТУ-АВК03

Использование традиционного метода вскрытия ампул может легко привести к таким проблемам, как: царапины на руке, невозможность вскрыть ампулу силой, чрезмерное осыпание стружки с шлифовального круга и трудностям с очисткой жидкостей. По этой причине компания Tailin Biotechnology недавно разработала ампуловскрыватель, с которым можно быстро и удобно работать.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ампуловскрыватель НТУ-АВК03 применяется в медицинской, фармацевтической и др. областях для ручного вскрытия ампул безопасным способом с целью использования их содержимого.

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и долговечен.
- Устойчив к влажной тепловой стерилизации и стерилизации перекисью водорода.
- Лезвие для резки металла легко заменяется, не оставляет стружки и не повреждает руки.
- Возможность легкой очистки благодаря автоматическому сбору обрезков ампул.
- Уникальный дизайн рабочего угла, жидкость не будет капать.
- Съемное основание для легкой чистки.
- Управление одной рукой, простое и удобное.
- Противоскользящее основание, безопасное и стабильное.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: НТУ-АВК03

Размер: Ø130X200 мм

Вес: 4,7 кг (корпус открывателя ампул 1,8 кг + основание 2,9 кг)

Диаметр места вскрытия ампулы:
От 2 до 10 мм

1. Вставить - вставьте ампулу в отверстие.



2. Разрезать - проведите ампулой вверх и вниз рядом с режущим лезвием.



3. Согнуть - отломите ампулу, наклонив ее влево.



Направления деятельности компании:

- Оборудование и расходные материалы для микробиологических и аналитических лабораторий
- Технологическое оборудование
- Проектирование производственных линий

Авторизованный дистрибьютор
ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»

ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»
+7 (495) 018 01 85
sales@kvt-eng.ru
<http://kvt-eng.ru>
<https://tailinbio.ru>